

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número de artículo: CM0006364



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo MSH6 Validado por KO para la investigación de reparación de errores de emparejamiento del ADN. Aplicaciones: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. ~153kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MSH6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2956
GeneID	2956
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MSH6 humano (NP_000170.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo