

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número de artículo: CM0021938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MSH6 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MSH6 (proteína de reparación de errores de emparejamiento del ADN) humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de MMR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSH6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2956
ID de Gen	2956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del MSH6 humano (NP_000170.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo