

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número de artículo: CM0020670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MSH6 para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MSH6 en muestras humanas, de ratón, rata y mono. Una herramienta fiable para la investigación de la reparación de errores de apareamiento del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] pAb de conejo anti-MSH6
Observaciones/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Especie	Humano
GeneID (humano)	2956
GeneID	2956
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MSH6 humano (NP_000170.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, MK
SWISS	P52701
Peso de la proteína	153 kDa
Envío	Bolsa de hielo