

Anticuerpo Monoclonal Anti-Msin3A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Número de artículo: CM0007315

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra mSin3A humano (SWISS Q96ST3). Apto para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en represión transcripcional y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-mSin3A
Observaciones/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25942
ID de Gen	25942
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1174-1273 de mSin3A humano (Q96ST3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96ST3
Peso Molecular de la Proteína	145kDa
Envío	Bolsa de hielo