

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msl1 Para Wb, Elisa - Q68Dk7

Número de artículo: CM0020973



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MSL1 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de acetilación de histonas, estabilidad de la cromatina y compensación de dosis génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MSL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSL-1; MSL1
Especie	Humano
ID gen (Humano)	339287
ID gen	339287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-300 de MSL1 humano (NP_001012241)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q68DK7
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo