


Anticuerpo Policlonal Anti-Msmb Para Wb, Elisa - P08118

Número de artículo: CM0017569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MSMB validado para Western blot y ELISA. Reconozca la Beta-microseminoproteína humana, una proteína secretada por la próstata con potencial como biomarcador de cáncer. Adecuado para estudios de expresión tisular y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MSMB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4477
GeneID	4477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-114 de MSMB humano (NP_002434.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08118
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo