

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Msmb Para Wb, If/Icc, Elisa - P08118

Número de artículo: CM0008600



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra beta-microseminoproteína humana (MSMB), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con MSMB de ratón. Ideal para investigación de próstata y plasma seminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MSMB Rabbit mAb
Notas/Alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Especie	Humana
ID del gen	4477
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de MSMB humana (P08118).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P08118
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo