


Anticuerpo Policlonal Anti-Msp/Mst1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Número de artículo: CM0016863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína MSP/MST1 humana (proteína similar al factor de crecimiento de hepatocitos), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la estimulación de macrófagos y la regeneración hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo MSP/MST1
Observaciones/Alias	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4485
GeneID	4485
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 200-500 de MSP/MST1 humano (NP_066278.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26927
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo