


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msr1 Para Wb Y Elisa - P21757

Número de artículo: CM0017796



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MSR1 humana, apto para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Detecta una proteína de 50 kDa. Útil para el estudio de la función del receptor captador de macrófagos en la aterosclerosis y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MSR1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Especie	Humana
GeneID	4481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 192-451 de la MSR1 humana (NP_619729.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P21757
Peso molecular de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo