

Anti-Msra (Pmsr) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Número de artículo: CM0014420

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MSRA (metionina sulfoxido reductasa A). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a una enzima de reparación mitocondrial y citosólica crítica para la protección contra el estrés oxidativo. 26 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRA Conejo pAb
Observaciones/Alias	PMSR; MSRA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4482
GeneID	4482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-235 del MSRA humano (NP_036463.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJ68
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo