

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msra Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Número de artículo: CM0025386

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MSRA humana (PMSR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo y reparación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRA Rabbit pAb
Observaciones/Alías	PMSR; MSRA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-235 de la MSRA humana (NP_036463.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJ68
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo