

Anticuerpo Policlonal Anti-Msrb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Número de artículo: CM0027858



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MSRB1 humano (Selenoproteína X). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con MSRB1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en estrés oxidativo, dinámica de actina e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SELX; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51734
GeneID	51734
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-94 de MSRB1 humano (NP_057416.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZV6
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo