

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msrb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3D2

Número de artículo: CM0026426

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MSRB2 humano, una reductasa de metionina-R-sulfóxido mitocondrial implicada en la protección contra el estrés oxidativo. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRB2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	22921
ID de Gen	22921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-182 del MSRB2 humano (NP_036360.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3D2
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo