


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Msrb3 Para Wb Y Elisa - Q8Ixl7

Número de artículo: CM0002898



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MSRB3 para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre estrés oxidativo, reducción de metionina y pérdida auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRB3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DFNB74; MSRB3
Especie	Humano
GeneID	253827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-192 del MSRB3 humano (Q8IXL7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXL7
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo