


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-MsrB3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8IXL7

Número de artículo: CM0026814



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a MSRB3 (Metionina-R-sulfóxido reductasa B3) para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre estrés oxidativo y sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSRB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNB74; MSRB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	253827
GeneID	253827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de MSRB3 humano (NP_001026849.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXL7
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo