


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mst1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13043

Número de artículo: CM0023708



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MST1 (STK4), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la vía de señalización Hippo, apoptosis e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MST1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KRS2; MST1; YSK3; STK4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6789
ID del gen	6789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-487 de la MST1 humana (NP_006273.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13043
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo