


## Anticuerpo Policlonal Anti-Mst1/Stk4 Para Wb, Elisa - Q13043

Número de artículo: CM0023659



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que reconoce MST1/STK4 humano (KRS2, MST1, YSK3). Confirmado para uso en WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de señalización Hippo y apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra MST1/STK4                                                                      |
| Observaciones/Alias | KRS2; MST1; YSK3; K4                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID del gen (Humano) | 6789                                                                                                                                    |
| ID del gen          | 6789                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-487 de MST1/STK4 humano (NP_006273.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q13043                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |