


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mst1/Stk4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13043

Número de artículo: CM0029899



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MST1/STK4, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la apoptosis y la vía de señalización Hippo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MST1/STK4 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | KRS2; MST1; YSK3; K4                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 6789                                                                                                                                    |
| GeneID              | 6789                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-487 de MST1/STK4 humano (NP_006273.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q13043                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 56 kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |