


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msy2 Para Wb Y Elisa - Q9Y2T7

Número de artículo: CM0019814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MSY2 humano (proteína de unión a caja Y 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Detecta MSY2 endógeno a ~39 kDa. Ideal para investigación en biología de células germinales y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MSY2 Rabbit pAb
Notas/Alias	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
Especie	Humano
ID del gen	51087
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de MSY2 humano (NP_057066.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2T7
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo