

Anticuerpo Policlonal Anti-Mt-Atp6 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Número de artículo: CM0021705



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MT-ATP6 humano (subunidad a de la ATP sintasa F(0)). Aplicable en WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MT-ATP6
Observaciones/Alias	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
Especie	Humana
ID génico (humano)	4508
ID génico	4508
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MT-ATP6 humano (YP_003024031.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P00846
Peso proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo