

Anticuerpo Policlonal Anti-Mt-Atp8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03928

Número de artículo: CM0019232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-ATP8 (ATPase8), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la ATP sintasa mitocondrial y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MT-ATP8 pAb de conejo
Observaciones/alias	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
Especie	Humana
ID del gen	4509
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-68 de MT-ATP8 humano (YP_003024030.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P03928
Peso de la proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo