


Anti-Mt-Co3 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00414

Número de artículo: CM0022567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MT-CO3 (subunidad 3 de la citocromo c oxidasa), adecuado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MT-CO3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4514
ID de gen	4514
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MT-CO3 humano (YP_003024032.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00414
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo