


Anticuerpo Policlonal Anti-Mt-Cyb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00156

Número de artículo: CM0024123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Citocromo b humano (MT-CYB), un componente del complejo III de la cadena respiratoria mitocondrial. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda de ~43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-CYB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTCYB; CYTB; MT-CYB
Especie	Humano
ID de Gen	4519
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del MT-CYB humano (YP_003024038.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00156
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo