


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mt-Nd1 (Wb, Elisa) - P03886

Número de artículo: CM0005204



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MT-ND1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función del complejo I mitocondrial, peso proteico ~36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MT-ND1
Observaciones/Alias	MTND1, ND1, MT-ND1
Especie (Reactividad)	Humano
GeneID (humano)	4535
GeneID	4535
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MT-ND1 humano (P03886)
Origen (Hospedador)	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P03886
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo