


Anticuerpo Policlonal Anti-Mt-Nd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Número de artículo: CM0023453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la MT-ND2 humana (subunidad 2 de la NADH deshidrogenasa), una subunidad central del Complejo I. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MTND2; ND2; MT-ND2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4536
ID del Gen	4536
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03891
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo