


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nd3-Mt Para Wb - P03897

Número de artículo: CM0023992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al MT-ND3 humano, una subunidad central del Complejo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función mitocondrial y los trastornos de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTND3; ND3; MT-ND3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4537
GeneID	4537
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-70 del MT-ND3 humano (YP_003024033.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03897
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo