


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt-Nd4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03905

Número de artículo: CM0024506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-ND4 (subunidad 4 de la NADH deshidrogenasa) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apto para investigación del Complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MTND4; ND4; MT-ND4
Especies	Humano
GeneID	4538
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 401-459 de MT-ND4 humano (YP_002124311.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03905
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo