


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt-Nd4L Para Wb, If/Icc, Elisa - P03901

Número de artículo: CM0020069



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-ND4L humano (subunidad 4L de la NADH deshidrogenasa mitocondrial). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigar el Complejo I y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MT-ND4L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4539
ID del gen	4539
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 40 y el extremo C-terminal de MT-ND4L humano (AXQ02532.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P03901
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo