


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt-Nd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P03915

Número de artículo: CM0021821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo reactivo contra MT-ND5 humano, diseñado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre la función mitocondrial, el ensamblaje del complejo I y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MT-ND5 Rabbit pAb
Notas / Alias	MTND5; ND5; MT-ND5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4540
GeneID	4540
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500-600 de MT-ND5 humano (YP_003024036.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03915
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo