


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mt-Nd5 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P03915

Número de artículo: CM0029054



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-ND5 (subunidad 5 de la NADH deshidrogenasa) para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del Complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ND5; MT-ND5
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	4540
ID del Gen (Ratón)	17721
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-607 del MT-ND5 de ratón (NP_904338.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03915
Peso Molecular de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo