


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mta1 Para Wb Y Elisa - Q13330

Número de artículo: CM0012986



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MTA1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta MTA1 humano y de ratón (~81 kDa), un componente del complejo NuRD y corregulador transcripcional asociado a la metástasis cancerosa. Ideal para estudios de biología del cáncer y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTA1
Especie	Humano
GeneID	9112
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de MTA1 humano (NP_004680.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13330
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo