

Anticuerpo Policlonal Anti-Mta3 Para Wb Y Elisa - Q9Btc8

Número de artículo: CM0024228

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MTA3 humana. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Se dirige a un componente clave del complejo NuRD involucrado en la remodelación de cromatina y la arquitectura epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57504
GeneID	57504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-330 de la MTA3 humana (NP_065795.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BTC8
Peso de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo