


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mtap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13126

Número de artículo: CM0002668



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MTAP humano (S-metil-5'-tioadenosina fosforilasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Adecuado para investigación en metabolismo de poliaminas y cáncer. PM 31kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo MTAP
Observaciones/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4507
ID del Gen	4507
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 184-283 de MTAP humano (Q13126).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13126
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo