


Anticuerpo Policlonal Anti-Mtap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13126

Número de artículo: CM0023523



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTAP (S-metil-5'-tioadenosina fosforilasa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de poliaminas y recuperación de metionina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTAP pAb de conejo
Observaciones/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Especie	Humano
GeneID	4507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la MTAP humana (NP_002442.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13126
Peso de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo