


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13126

Número de artículo: CM0017787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MTAP validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MTAP en humano, ratón y rata. Útil para estudiar el reciclaje de metionina, el metabolismo de poliaminas y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MTAP
Observaciones/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Especie	Humano
GeneID	4507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de MTAP humano (NP_002442.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13126
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo