

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtch1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj7

Número de artículo: CM0028515

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MTCH1 humano (homólogo 1 de portador mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis e inserción de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTCH1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23787
GeneID	23787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 de MTCH1 humano (NP_001258570.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZJ7
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo