

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtch2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6C9

Número de artículo: CM0014617

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTCH2 humano, una insertasa de la membrana mitocondrial externa y receptor de apoptosis. Validado por KO; adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MTCH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23788
GeneID	23788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-175 de MTCH2 humano (NP_055157.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6C9
Peso Proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo