

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mtco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00395

Número de artículo: CM0007474



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la subunidad 1 del citocromo c oxidasa humana (MTCO1/COX1). Adecuado para Western blot, IHC-parafina y ELISA. Para investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MTCO1
Observaciones/Alias	CoxI; COX1; MTCO1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4512
ID del Gen	4512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 479-513 de MTCO1 humano (YP_003024028.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00395
Peso Molecular de la Proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de Hielo