

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtco1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00395

Número de artículo: CM0019510



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTCO1 humano (subunidad 1 de la citocromo c oxidasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales y bioenergética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTCO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COI; MTCO1; COX1
Especie	Humano
GeneID	4512
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 del MTCO1 humano (YP_002124304.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00395
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo