

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mtco2 (Cox2) Para Wb - P00403

Número de artículo: CM0006156



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MTCO2 (COX2), reactivo en humano, ratón y rata. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la subunidad 2 de la citocromo c oxidasa mitocondrial, esencial para la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTCO2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	COX2
Especie	Humano
GeneID (humano)	17709
GeneID	17709
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de MTCO2 de ratón (NP_904331.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P00403
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo