

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtco2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Número de artículo: CM0020301



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad 2 de la citocromo c oxidasa humana (MTCO2/COX2) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo mitocondrial IV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTCO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COII; MTCO2; COX2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4513
ID de Gen	4513
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-100 del MTCO2 humano (YP_003024029.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00403
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo