

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtco2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Número de artículo: CM0017767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MTCO2 (subunidad 2 de la citocromo c oxidasa) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado para ratón y rata, proteína de 26 kDa. Adecuado para investigación de función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTCO2 Rabbit pAb
Notas/Alias	COX2; MTCO2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4513
GeneID	17709
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 101-200 de la MTCO2 de ratón (NP_904331.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P00403
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo