

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mtco2 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P00403

Número de artículo: CM0011500



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al MTCO2 humano (subunidad 2 del citocromo c oxidasa). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Adecuado para investigación mitocondrial y estudios de fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MTCO2
Observaciones/Alias	COII; MTCO2; COX2
Especie	Humano
ID del Gen	4513
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 128-227 del MTCO2 humano (P00403).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00403
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo