


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mterfd1 Para Wb, Elisa - Q96E29

Número de artículo: CM0025086



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MTERFD1 (mTERF3), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios de transcripción mitocondrial, ensamblaje de ribosomas y complejos respiratorios.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MTERFD1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | CGI-12; MTERFD1                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 51001                                                                                                                                  |
| GeneID              | 51001                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-300 de la MTERFD1 humana (NP_057026.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | Q96E29                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 48kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |