

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtfmt Para Wb, Elisa - Q96Dp5

Número de artículo: CM0021893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTFMT humano (metionil-ARNt formiltransferasa mitocondrial). Reconoce las proteínas humanas, de ratón y de rata. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de la traducción mitocondrial y las enfermedades asociadas.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	MTFMT pAb de conejo
Observaciones/Alias	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Especie	Humano
GeneID	123263
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-389 de MTFMT humano (NP_640335.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96DP5
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo