

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtfp1 Para Wb, Elisa - Q9Udx5

Número de artículo: CM0031084

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MTFP1 humano (MTP18), una proteína de la membrana interna mitocondrial implicada en la fisión. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. 18kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTFP1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	MTP18; HSPC242; MTFP1
Especies	Humano
GeneID (humano)	51537
GeneID	51537
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 de MTFP1 humano (NP_057582.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UDX5
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo