


Anticuerpo Policlonal Anti-Mth1 Para Wb, Elisa - P36639

Número de artículo: CM0030692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTH1 humano (NUDT1), validado para WB y ELISA. Adecuado para explorar la reparación del daño del ADN, el estrés oxidativo y las vías de saneamiento del grupo de nucleótidos. SWISS: P36639.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de MTH1 humano (NP_945192.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo