

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mthfd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Número de artículo: CM0027049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MTHFD1 para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la C-1-tetrahidrofolato sintasa citoplasmática, una enzima trifuncional en el metabolismo de un carbono y la biosíntesis de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MTHFD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4522
GeneID	4522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de MTHFD1 humano (NP_005947.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11586
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo