

Anticuerpo Policlonal Anti-Mthfd1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ub35

Número de artículo: CM0030115

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra sintasa monofuncional de C1-tetrahidrofolato (MTHFD1L) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la enzima del metabolismo de un carbono mitocondrial; útil para la investigación del cáncer y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTHFD1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FTHFSDC1; MTC1THFS; dj292B18.2; MTHFD1L
Especie	Humano
GeneID (humano)	25902
GeneID	25902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 759-978 del MTHFD1L humano (NP_056255.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UB35
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo