

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mthfd2 Para Wb, Elisa - P13995

Número de artículo: CM0007035



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo MTHFD2 de alta calidad validado para WB y ELISA, que reacciona con MTHFD2 humano y de ratón. Un reactivo clave para estudios de metabolismo mitocondrial de un carbono. (P13995)

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	MTHFD2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NMDMC; MTHFD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-250 del MTHFD2 humano (NP_006627.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13995
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo